

Barcode Forge

中文

Scienova 冷冻标签
打标软件



高效

- ※ 可使用普通激光打印机打印
- ※ 专门适用于 scienova 冷冻标签
- ※ 许可无时间限制
- ※ 免费试用版，免费更新



多功能

- ※ 通过 Excel、Access、Oracle、MySQL、MariaDB、CSV 导出数据或手动输入
- ※ 可自由格式化文本和图形区域
- ※ 可打印所有常见类型的条形码，如：
Code 128、Code 39、EAN 13、
- ※ DataMatrix 二维码、QR 二维码

技术数据

Barcode Forge scienova 的特点

- 从 Microsoft Excel、Microsoft Access、Oracle、MySQL、MariaDB、CSV 和 ODBC 导入文件
- 使用连续或（字母）数字编号生成条形码标签
- 串行打印
- 打印条形码：
 - Code 128、Code 128 B、Code 128 C
 - 2 of 5 Interleaved
 - Code 39、Code 39 Extended（全 ASCII）
 - Code 11
 - 库德巴码（或者 NW-7）
 - EAN-13（GTIN-13）、EAN-8（GTIN-8）、UPC-A
 - ISBN-13
 - Code 93、Code 93 Extended（全 ASCII）
 - PZN、PZN8
 - 二维码
 - DataMatrix 二维码
 - PDF 417
 - Aztec
- 通过日期或符号字段自由配置
- 专为 scienova 冷冻标签设计

现在开始。
免费试用版
下载：
www.scienova.com.

冷冻标签尺寸

24 mm x 20 mm
28 mm x 12 mm
33 mm x 14 mm
36 mm x 14 mm
67 mm x 25 mm
70 mm x 70 mm

应用范围，如：

1.5/2 ml 微量冷冻管和冷冻瓶
0.5 ml 微量冷冻管和冷冻瓶
0.5/1.5/2 ml 微量冷冻管和冷冻瓶
1.5/2 ml 微量冷冻管和冷冻瓶
15/50 ml 离心管
冷冻盒



使用 Barcode Forge scienova 的产品

Barcode Forge scienova 启动包（20 张，加打标软件）

Barcode Forge scienova 组合启动包（每种格式 3 张，加打标软件）