


# 冷冻标签

高质量样品标识



永久贴附

- ※ 可在液氮或干冰中长期贮存
- ※ 高耐化学性
- ※ -196 ° C 至 121 ° C 永久贴附
- ※ 高温高压消毒



多功能

- ※ 可为反应容器、冻存管或微量滴定板选择不同格式的标签
- ※ 可用记号笔或 A4 激光打印机进行标记
- ※ 兼容打标软件 Barcode Forge scienova

## 技术数据

尺寸	适用范围，如：
24 mm x 20 mm	1.5/2 ml 微量冷冻管和冷冻瓶
28 mm x 12 mm	0.5 ml 微量冷冻管和冷冻瓶
33 mm x 14 mm	0.5/1.5/2 ml 微量冷冻管和冷冻瓶
36 mm x 14 mm	1.5/2 ml 微量冷冻管和冷冻瓶
67 mm x 25 mm	15/50 ml 离心管
70 mm x 70 mm	冷冻盒

### 客户反馈

我们非常喜欢使用 scienova 高质量 A4 冷冻标签，因为这种标签可非常牢固地贴附在我们的样品容器上，而且打印非常方便。

吉森大学克尔克霍夫心脏研究所 有限公司 (Kerckhoff Institute for Heart Research with Justus-Liebig-University Gießen GmbH) Christian Troidl 教授



### 使用 scienova 冷冻标签的产品

20 或 50 张产品包

Barcode Forge scienova 启动包 (20 张，加打标软件)

Barcode Forge scienova 组合启动包 (每种格式 3 张，加打标软件)