

# GeBAflex

## 透析管

中文



### GeBAflex 透析管

小型 (10-250 $\mu$ l)	6-8kDa   12-14 kDa   25 kDa
中型 (100-800 $\mu$ l)	1 kDa   3.5 kDa   6-8kDa
大型 (0.1-3 ml)	3.5 kDa   6-8 kDa   12-14 kDa   25 kDa   50 kDa
超大型 (10-20 ml)	1 kDa   3.5 kDa   6-8kDa   12-14 kDa



#### 易于操作

- 即时可用
- 可使用标准实验室移液管轻松操作
- 可浮动使用



#### 高效

- 高产率，样品回收率高达 97%
- 高质量、高纯度再生纤维素膜，不含重金属和硫化物（经过 EDTA 处理）



#### 应用范围

- 缓冲液更换
- 蛋白纯化
- 样品浓缩
- 形成研究
- MALDI-MS 蛋白样品制备