

# GridtKit48

## 液体处理定位分格盒

中文



### 使用 GridKit48 的产品

- Xpress 微量透析器 MD100
- Xpress 微量透析器 MD300
- Xpress 平衡透析器 ED300



#### 易于操作

- 完美配合 scienova Xpress 透析器
- 分格盒中的空白位置可用于透析时的缓冲液处理



#### 自动高效

- 高缓冲液容积
- 可同时处理 48 种样品
- 自动液体处理系统测试 (如: CyBi®-Felix)



#### 应用范围

- 蛋白和肽样品纯化
- 样品复性
- 蛋白样品再缓冲
- 体外翻译
- 酶活性研究
- 结合研究